

Zubehör für Zoll AED Geräte

Elektrode CPR stat•padz® II

Die CPR stat•padz®-Elektrode ist für die Verwendung mit dem AED Plus/PRO und den manuellen Defibrillatoren von ZOLL vorgesehen. Durch ihren zweiteiligen Aufbau wird gewährleistet, dass dem Notarzt/Rettungsanwärter alle Behandlungsmöglichkeiten offen stehen. Die Elektrode ist so gestaltet, dass sie sowohl anterior/anterior als auch anterior/posterior eingesetzt werden kann.

Zwei Jahre
haltbar



Best. Nr. **259111** Gewicht g 130

Elektrode CPR stat•padz®

Zweiteilige Elektrode mit voller Real-CPR-Help-Unterstützung, das Gerät zeigt Drucktiefe und Frequenz an. Die CPR stat•padz®-Elektroden sind zwei Jahre haltbar.

Best. Nr. **259109** Gewicht g 200



Elektrode CPR-D•padz®

Die CPR-D•padz®-Elektrode wurde speziell für AEDs von ZOLL entwickelt. Die einzigartige einteilige Elektroden-Gestaltung nutzt den bekannten CPR-Orientierungspunkt zur Auflage der Hände, so dass die CPR-D•padz®-Elektrode ohne Verzögerung am Patienten angebracht werden kann.

Die CPR-D•padz®-Elektrode ist außerdem fünf Jahre haltbar – die längste Haltbarkeit verglichen mit allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen Elektroden

Best. Nr. **259112** Gewicht g 220



Elektrode PediPadz®

AED-Elektrode für Kinder.

Merkmale:

- passend für alle Zoll-AED Geräte
- für Patienten bis 15 kg Körpergewicht

Best. Nr. **259107** Gewicht g 200

Zwei Jahre
haltbar



Batterien

Beachten Sie, dass für den AED Plus nur zugelassene Batterien verwendet werden dürfen.

Der Satz besteht aus 10 Duracell Lithium-Batterien CR123A.

Best. Nr. **259113** Gewicht g 400

